

尚捷醫事檢驗所

在檢體採檢與運送過程若有不合適的狀況產生，容易對檢驗數據產生不良影響，或甚至是張冠李戴的情形，為求正確的檢驗結果，在檢體核對時必須依據核對的程序，若有不合時則將檢體退回送檢單位，待確認後再進行檢測，檢體退件原則如下：

1. 檢驗單或檢體缺受檢者姓名及病歷號碼或其他可以識別的資料。
2. 檢驗單未勾選檢驗項目。
3. 檢驗單與檢體不符。
4. 採檢容器不符。
5. 檢體量不足。
6. 檢體嚴重溶血。
7. 體液或血漿檢體出現凝固現象。
8. 檢體運送條件不合（如未冰浴送檢）。
9. 檢體種類錯誤。

節錄自檢驗前作業程序(ASL-QP-1901)5.5.2 退件原則。