

## 尚捷醫事檢驗所重要通知

親愛的醫護同仁：您好！請敬會各醫師及檢驗單位主管。

主旨：特殊檢驗之檢體要求說明如下，請查照。

說明：

- 一、 為受檢者之權益著想並提高服務品質，避免因特殊檢驗檢體有異，造成無法檢驗或檢驗結果之差異，故說明如下：
  - 1、ADH：EDTA 血漿，足 3 mL，必須冷凍送檢。
  - 2、Cu：血清銅檢驗，血清足 2 mL。
  - 3、Hg：EDTA 全血足 2 mL。
  - 4、SCC：血清足 0.5 mL。
  - 5、Methanol：一般生化管，不分裝，原管送驗並附受檢者身分證號碼，不可使用 Heparin 管，檢體不可溶血。
  - 6、HbCO：使用 Heparin 管，冰浴送檢。
  - 7、Gastrin：血清，足 0.5 mL，必須冷凍送檢。
- 二、 敬請 貴院配合，以利檢驗作業順利進行。
- 三、 若有檢驗項目異動或其他重要通知，本所將隨時公告於本所網站公告區。
- 四、 本所網址：<http://www.accuspeedy.com.tw>

尚捷醫事檢驗所 敬上 100/03/09

QR-0301-13